



3-GELENKE-ARM POLYSCOPE



3-Gelenke-Arm PolyScope bestehend aus PD-AC-0101 (Tischklemme), PD-AC-0102 (Vario Arm), PD-AC-0103 (Stange für 3-Gelenke Arm) und 2x PD-AC-0114 (Halterung für Okular und/oder separaten Lichtadapter).

Produktbeschreibung

Mit Griff für die Anwendung von semirigiden Endoskopen:

- Fixiert das Okular, welches mit dem Optikgrundkörper und dem Lichtleitkabel verbunden ist
- Eine Fixierung ist in allen Positionen möglich und dient als „dritte“ Hand
- Das Zubehör verbleibt im nicht-sterilen Bereich

Artikelnummer	PD-AC-0093
Maße	Länge Vario Arm:49 cm
Material	Aluminium
Gewicht	1,65 kg
Anwendungsumgebung	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
Reinigung und Desinfektion / Sterilisation	Wischdesinfektion
Zulassung	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte. Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse I.