



POLYDIAGNOST

SEMIRIGIDE OPTIK MODULAR



Produktbeschreibung	Bildleitsystem: 10.000 Pixel Blickfeld: 120° Blickrichtung: 0°, Direktsicht Optiklänge: 151 mm Standard Lichtanschluß: ACMI Integrierte faseroptische Beleuchtung Optik Nitinol verstärkt Lieferumfang: semirigide Optik modular, Schutzrohr, Koffer, weiß
Produktnummer	PD-DS-1083
Maße	Außendurchmesser 0,93 mm Arbeitslänge: 181 mm
Material	Glas Edelstahl Silikon (innenliegend) AlCuMgPb schwarz eloxiert NiTi SE 508
Gewicht	0,720 kg
Anwendungsumgebung	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
Reinigung und Desinfektion / Sterilisation	In Desinfektionslösung einlegbar; sterilisierbar durch Ethylenoxid-Gassterilisation oder NTP STERRAD® 100S Sterilisation.
Verpackung	Koffer, weiß
Zulassung	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte. Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse IIa.

POLYDIAGNOST GmbH
Am Söldnermoos 17
85399 Hallbergmoos

www.polydiagnost.com