



POLYDIAGNOST

OKULAR FIX-FOCUS SCHWARZ



Produktbeschreibung	Modular Okular Fix-Focus für 10.000 und 30.000 Pixel Optik Bildleitsystem: 10.000 Pixel und 30.00 Pixel Bilddurchmesser 15" Monitor 10.000 Pixel: 17,5cm ±0,5cm Kupplungssystem Optik: Drehverschluss mit Konus Passend für alle Standard TV Adapter 35 mm Mit Pin für leichtes montieren am 3-Gelenke-Arm
Produktnummer	PD-FS-4001
Maße	Durchmesser Okulartrichter: 32 mm Länge: 79 mm ± 2 mm
Material	PEEK AlMgSi0,5 schwarz eloxiert Edelstahl 1.4305 Glas
Gewicht	0,158 kg
Anwendungsumgebung	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
Reinigung und Desinfektion / Sterilisation	in Desinfektionslösung einlegbar
Zulassung	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte. Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse I.

POLYDIAGNOST GmbH
Am Söldnermoos 17
85399 Hallbergmoos

www.polydiagnost.com