



POLYDIAGNOST

LICHTLEITKABEL SET



Produktbeschreibung	Lichtleitkabel Set (inkl. Lichtleitkabel PD-LC-2001, Adapter Storz PD-LC-9001, Adapter ACMI PD-LC-9101) Das Lichtkabel Set dient zur Lichtaufnahme von einer Lichtquelle und einer Lichtweiterleitung mit einer gezielten Lichtaus- und einkopplung in ein Endoskop bzw. ein anderes optisches Medizinprodukt.
Artikelnummer	PD-LC-3001
Maße	Außendurchmesser: 4.8 mm Länge: 180 cm
Material	PP TV 25, Silikon, Edelstahl 1.4305
Gewicht	0,261 kg
Anwendungsumgebung	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
Reinigung und Desinfektion / Sterilisation	Manuelle Reinigung & Desinfektion Dampfsterilisation: 134 °C (max. 138°C), 5 min., Verfahren: fraktioniertes Vakuumverfahren
Zulassung	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte. Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse I.

POLYDIAGNOST GmbH
Am Söldnermoos 17
85399 Hallbergmoos

www.polydiagnost.com