

ADAPTER SEPARATES LICHT



Produktbeschreibung	Adapter für separates Licht Verbindet den PolyScope Katheter mit der Lichtquelle Mit Pin zur einfachen Befestigung am 3-Gelenke Arm Standard Lichtanschluß: ACMI
Artikelnummer	PD-LC-9551
Maße	Außendurchmesser: 20 mm Länge: 40 mm
Material	Aluminium blau eloxiert
Gewicht	0,069 kg
Anwendungsumgebung	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
Reinigung und Desinfektion / Sterilisation	Wischdesinfektion
Zulassung	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte. Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse I.