



POLYDIAGNOST

POLYSCOPE[®] OPTIK



Produktbeschreibung	Bildleitsystem: 10.000 Pixel Blickfeld: 120° Blickrichtung: 0°, Direktsicht Optiklänge: 300 mm Für PolyScope-Katheter: 185 cm Standard Lichtanschluß: ohne Lieferumfang: Optik im Optikdispenser, Koffer, weiß
Produktnummer	PD-PS-0095
Maße	Außendurchmesser: 0,77 mm Arbeitslänge: 300 cm
Material	Glas Edelstahl Polyimid Polyamid AlCuMgPb schwarz eloxiert
Gewicht	Ca. 0,670 kg
Anwendungsumgebung	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35°C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
Reinigung und Desinfektion / Sterilisation	In Desinfektionslösung einlegbar; sterilisierbar durch Ethylenoxid-Gassterilisation oder NTP STERRAD [®] 100S Sterilisation
Verpackung	Koffer, weiß
Zulassung	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte. Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse IIa.

POLYDIAGNOST GmbH
Am Söldnermoos 17
85399 Hallbergmoos

www.polydiagnost.com