



POLYDIAGNOST

# POLYSCOPE<sup>®</sup> OPTIK



<b>Produktbeschreibung</b>	Bildleitsystem: 10.000 Pixel Blickfeld: 120° Blickrichtung: 0°, Direktsicht Optiklänge: 150 mm Für PolyScope-Katheter: 30 cm, 42 cm Standard Lichtanschluß: ohne Lieferumfang: Optik im Optikdispenser, Koffer, weiß
<b>Produktnummer</b>	PD-PS-0097
<b>Maße</b>	Außendurchmesser: 8 F Arbeitslänge: 150 cm
<b>Material</b>	Glas Edelstahl Polyimid Polyamid AlCuMgPb schwarz eloxiert
<b>Gewicht</b>	0,660 kg
<b>Anwendungsumgebung</b>	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
<b>Reinigung und Desinfektion / Sterilisation</b>	In Desinfektionslösung einlegbar; sterilisierbar durch Ethylenoxid-Gassterilisation oder NTP STERRAD <sup>®</sup> 100S Sterilisation.
<b>Verpackung</b>	Koffer, weiß
<b>Zulassung</b>	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte.  Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse IIa.

POLYDIAGNOST GmbH  
Am Söldnermoos 17  
85399 Hallbergmoos

[www.polydiagnost.com](http://www.polydiagnost.com)