



POLYDIAGNOST

OPTIK-COMBISHIFTER



Produktbeschreibung	Längenanpassung für das PolyScope
Artikelnummer	PD-PS-0120
Material	Edelstahl 1.4305, 1.4301
Gewicht	0,064 kg
Anwendungsumgebung	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
Reinigung und Desinfektion / Sterilisation	In Desinfektionslösung einlegbar; sterilisierbar durch Ethylenoxid-Gassterilisation oder NTP STERRAD® 100S Sterilisation
Zulassung	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte. Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse I.

POLYDIAGNOST GmbH
Am Söldnermoos 17
D - 85399 Hallbergmoos

www.polydiagnost.com