



POLYDIAGNOST

MODULARER KATHETER POLYSCOPE[®] 8 F



Produktbeschreibung	Steuerbarer Katheter mit integriertem Licht Für PolyScope-Optik: 300 cm
Produktnummer	PD-PS-0144p
Maße	Außendurchmesser: 8 F Arbeitslänge: 185 cm Durchmesser Arbeitskanal: 1,2 mm
Material	ABS Aluminium Edelstahl Glas Polymer TPU
Gewicht	0,160 kg
Anwendungsumgebung	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
Reinigung und Desinfektion / Sterilisation	Einmalgebrauch – Single Use
Verpackung	Steril verpackt
Zulassung	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte. Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse IIa.

POLYDIAGNOST GmbH
Am Söldnermoos 17
D - 85399 Hallbergmoos

www.polydiagnost.com