



POLYDIAGNOST

# MODULARER KATHETER POLYSCOPE<sup>®</sup> 8 F



<b>Produktbeschreibung</b>	Steuerbarer Katheter mit integriertem Licht Für PolyScope-Optik: 180 cm
<b>Produktnummer</b>	PD-PS-0174p
<b>Maße</b>	Außendurchmesser: 8 F Arbeitslänge: 70 cm Durchmesser Arbeitskanal: 1,2 mm
<b>Material</b>	ABS Aluminium Edelstahl Glas Polymer TPU
<b>Gewicht</b>	0,160 kg
<b>Anwendungsumgebung</b>	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
<b>Reinigung und Desinfektion / Sterilisation</b>	Einmalgebrauch – Single Use
<b>Verpackung</b>	Steril verpackt
<b>Zulassung</b>	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte.  Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse IIa.

POLYDIAGNOST GmbH  
Am Söldnermoos 17  
D - 85399 Hallbergmoos

[www.polydiagnost.com](http://www.polydiagnost.com)