



POLYDIAGNOST

BIOPSIEZANGE



Produktbeschreibung	Biopsiezange für semirigide Endoskopie mit Scherenhandgriff, ovaler Löffel
Order No.	PD-TI-8101
Maße	Durchmesser: 0,8 mm Länge: 35 cm
Material	Edelstahl 1.4301, 1.4305
Gewicht	0,034 kg
Anwendungsumgebung	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
Reinigung und Desinfektion / Sterilisation	Autoklavierbar Anschließend Instrumentenöl verwenden
Verpackung	Unsteril, einzeln verpackt
Zulassung	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte. Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse I.

POLYDIAGNOST GmbH
Am Söldnermoos 17
85399 Hallbergmoos

www.polydiagnost.com