


# CAMERA ENDOGNOST CS 207 PAL



<b>Produktbeschreibung</b>	High performance CCD Kamera für alle endoskopischen Anwendungen. Erweiterte Helligkeitssteuerung mit hoher Verschlussgeschwindigkeit und einem Moirée Filter. Geeignet für 230 Volt / PAL
<b>Artikelnummer</b>	PD-VC-0210
<b>Maße</b>	Steuerteil B 330 x H 80 x T 280 mm Kamerakopf $\text{AE}=28.5\text{mm}$ , $\text{L}=50\text{mm}$ Anschlusskabel Standard 3m
<b>Gewicht</b>	Steuerteil 3400g Kamerakopf 240g inkl. 3m Anschlusskabel
<b>Anwendungsumgebung</b>	Betriebsbedingungen Raumtemperatur: 15 – 35 °C rel. Feuchtigkeit: 30 – 60 % Luftdruck: 760 – 1060 mbar
<b>Reinigung und Desinfektion / Sterilisation</b>	Wischdesinfektion
<b>Zulassung</b>	CE: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Ratsdirektive 93/42/EWG über Medizinprodukte.  Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse I.
	VideMOS electronic GmbH Albert-Schweitzer-Strasse 8/2 D – 75031 Eppingen